


บทปฏิบัติการ โครงสร้างของเซลล์

บทนำ

เซลล์ คือ หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยโพแทสเซียมที่มีเยื่อหุ้มหรือผนังหุ้ม จากการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้

1. สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยหน่วยเล็กที่สุดคือเซลล์ ยกเว้นไวรัสและไวรอล์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่จัดเป็นเซลล์
2. เซลล์เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
3. เซลล์เกิดจากเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ก่อนโดยการแบ่งเซลล์ เซลล์ใหม่จะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์เดิม
4. เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันแล้วแต่ชนิดและหน้าที่
5. เซลล์บางชนิดมีขนาดเล็กมาก จนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่นแบคทีเรีย โพโทซัว เป็นต้น บางชนิดเล็กมากจนต้องมองด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เช่น ไวรัส แต่มีเซลล์ที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น เซลล์ไข่ของสัตว์

หน่วยที่ใช้วัดขนาดของเซลล์มีหลายชนิด เช่น อังสตروم (\AA) นาโนเมตร (nm.) ไมโครเมตร (μm.) และมิลลิเมตร (mm.) เป็นต้น ดังนี้ $1 \text{ เมตร} = 10^2 \text{ cm.} = 10^3 \text{ mm.} = 10^6 \text{ nm.} = 10^{10} \text{ } \text{\AA}$ เซลล์บางชนิดมีรูปร่างกลม เช่น เซลล์เม็ดเลือด เซลล์ที่มีความยาวมากกว่าความกว้าง เช่น เซลล์ประสาท เซลล์ที่มีรูปร่างไม่แน่นอน เช่น เซลล์เนื้อเยื่อกีวะพัน เซลล์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ เช่น อะมีба เซลล์เม็ดเลือดขาว เซลล์บางชนิดเมื่อโตเต็มที่จะไม่มีชีวิตแต่ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงกับพืช เช่นไฟเบอร์



ภาพที่ 6 ขนาดเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในเซลล์ Prokaryote กับ Eukaryote

วัสดุและอุปกรณ์

1. กล้องจุลทรรศน์
2. สีอ้อมต่าง ๆ
3. สไลด์และ กระเจกปิดสไลด์
4. ใบมีดโกน
5. เจ็มเขี้ยหรือพู่กัน
6. สารร้ายนิดต่าง ๆ จากแหล่งน้ำธรรมชาติ
7. ตัวอย่างโพrophyta ได้แก่ พารามีเซียม อะมีบา เป็นต้น
8. ห้องหัวใหญ่ พริกแดง
9. สไลด์การกล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์ประสาท

วิธีการศึกษา

1. ศึกษาเซลล์สาหร่ายขนาดเล็กและ *Spirogyra sp.* ตัวอย่างที่ใช้สำหรับคลิปวิดีโอ คือ ใช้แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเริ่มจากใช้หลอดหยอดสารดูดตัวอย่างน้ำ หยดลงบนสไลด์ 1 หยด ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ ใช้กระดาษชำระหรือผ้าซับน้ำทางด้านข้างสไลด์ให้แห้ง นำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์

ให้สังเกตรูปร่างลักษณะของเซลล์สาหร่ายชนิดต่าง ๆ ที่ได้เห็นจากคลิปวิดีโอด้วยว่ามีจีนัสรอบไว้บ้าง พร้อมทั้งวัดภาพลักษณะรูปร่างของสาหร่ายแต่ละชนิดและบันทึกข้อมูลลงในตาราง

ชื่อภาพ.....

กำลังขยาย.....ขนาด.....

2. ศึกษาเซลล์สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน จากตัวอย่างที่อยู่ภายในวิดีโอด้วยวิธีที่ใช้คือแหล่งน้ำธรรมชาติ เริ่มจากใช้หลอดหยอดสารดูดน้ำตัวอย่าง หยดลงบนสไลด์ ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์นำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์

ให้สังเกตโครงสร้าง ลักษณะของเซลล์ ผนังเซลล์ รังควัตถุในเซลล์ นิวเคลียส วัตถุปสาหร่าย สีเขียวแกมน้ำเงินตามที่เห็นจากคลิปวิดีโอด้วยวิธีที่ใช้คือและบันทึกข้อมูลลงในตาราง

ชื่อภาพ.....

กำลังขยาย.....ขนาด.....

3. ศึกษาเซลล์โพโรไซด์ จะใช้ตัวอย่างน้ำที่มีการเลี้ยงโพโรไซด์ เริ่มจากหยดตัวอย่างน้ำลงบนสไลด์ 1 หยดปิดด้วย กระเจรปิดสไลด์ นำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ศึกษาเซลล์โพโรไซด์ชนิดต่าง ๆ ที่เห็น เช่น พารามีเซียม อะมีบา เป็นต้น

ให้สังเกตุรูปร่าง โครงสร้างต่าง ๆ ภายในเซลล์ โครงสร้างที่เซลล์โพโรไซด์แต่ละชนิดใช้ในการเคลื่อนที่หรือสังเกตว่าเซลล์เคลื่อนที่ได้อย่างไร

มีการให้เลเวียนของไฮโพลาซึมหรือไม่ มี Organelles อื่น ๆ หรือไม่ เช่น Food Vacuole Contractile Vacuole เป็นต้น

ให้วัดภาพตามที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์ พร้อมลงรายละเอียดต่าง ๆ และบันทึกผลลงในตารางบันทึกผล

ชื่อภาพ.....

กำลังขยาย.....ขนาด.....

4. คีกษาเซลล์พีช

4.1 คีกษาเซลล์ของสาหร่ายทางกรรออก วิธีการเตรียมตัวอย่าง เริ่มจากเลือกใบสาหร่าย ทางกรรออกที่ใกล้ยอด 1 ใบวางลงบนสไลเดอร์หยดน้ำให้ทั่ว ปิดด้วยกระจกปิดสไลเดอร์ นำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ใช้กำลังขยาย 4X-10X จากนั้นให้นักคีกษาสังเกตเซลล์และองค์ประกอบภายในเซลล์ ดังต่อไปนี้

- รูปร่างของเซลล์
- โครงสร้างต่าง ๆ ของเซลล์ เช่น
 - ผนังเซลล์
 - นิวเคลียส
 - เม็ดสี
 - การไหลเวียนของไซโทพลาซึม

ให้วัดภาพเซลล์และรายละเอียดตามที่เห็นได้จากการกล้องจุลทรรศน์ พร้อมลงรายละเอียดต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลลงในตารางบันทึกผล

ชื่อภาพ.....
กำลังขยาย.....ขนาด

4.2 คีกษาเซลล์พีชจากเซลล์เยื่อหом

วิธีการเตรียมตัวอย่าง เริ่มจากลอกเยื่อหом ๆ ทางด้านในของกลีบหوم ตัดให้เป็นชิ้นประมาณ 2-3 มิลลิเมตร วางลงบนสไลเดอร์ หยดสี Toluidine Blue 1 หยด ปิดด้วย กระจกปิดสไลเดอร์ นำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์

ให้สังเกตสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- รูปร่างของเซลล์
- โครงสร้างต่าง ๆ เช่น ผนังเซลล์ นิวเคลียส

ว่าด้วยเชลล์เยื่อหомตามที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์ พร้อมบันทึกข้อมูลลงในตารางบันทึก
ข้อมูลตอนท้ายปฏิบัติการ

ชื่อภาพ.....
กำลังขยาย.....ขนาด.....

4.3. ศึกษาเม็ดสี และเม็ดแป้งในเชลล์พีช

4.3.1 ศึกษาเม็ดสี

- เลือกใบสาหร่ายทางกรรออกที่ใกล้ยอด 1 ใบwang ลงบนสไลเดอร์หยดน้ำให้ท่วม ปิดด้วย กระจกปิดสไลเดอร์ นำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ใช้กำลังขยาย 4X-10X

- เนื่องส่วนผิวหรือเนื้อพริกแดงส่วนที่มีสีให้บางที่สุด ใส่ลงในน้ำที่เตรียมไว้ ใช้พู่กันหรือเข็มเขียด เลือกชิ้นที่บาง ๆ วางลงบนสไลเดอร์ หยดน้ำ 1 หยด ปิดด้วย กระจกปิดสไลเดอร์ นำไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ ให้สังเกตสีของเม็ดสี รูปร่างของเม็ดสีและการกระจายของเม็ดสีภายในเชลล์

4.3.2 ศึกษาสารสะสมในรูปแป้ง

- จากคลิปวิดีโอตัวอย่างที่ใช้ คือ มันฝรั่ง วิธีการเตรียมตัวอย่าง เริ่มจากเนื้องส่วนผิวของมันฝรั่งให้บางที่สุด ใส่ลงในน้ำที่เตรียมไว้ ใช้พู่กันหรือเข็มเขียด เลือกชิ้นที่บาง ๆ วางลงบนสไลเดอร์ หยดน้ำ 1 หยด ปิดด้วย กระจกปิดสไลเดอร์ นำไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ ให้สังเกตลักษณะของเม็ดแป้งว่ามีรูปร่างอย่างไร อยู่ที่ตำแหน่งใดในเชลล์

ชื่อภาพ.....

กำลังขยาย.....ขนาด.....

5. ศึกษาเซลล์สัตว์

5.1 ศึกษาเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม ใช้ปลายไม้จิมพันด้านบนที่สะอาดชุดที่เยื่อบุข้างแก้มเบา ๆ นำไปแตะบนสไลด์ หยดสี Methylene blue 1 หยด ปิดด้วย กระจกปิดสไลด์ นำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ให้สังเกตรูปร่างของเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ นิวเคลียส วารูปเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม ตามที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์ พร้อมลงรายละเอียดต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลลงในตารางบันทึกผลการศึกษาทดลอง

ชื่อภาพ.....

กำลังขยาย.....ขนาด.....

5.2 ศึกษาเซลล์ก้ามเนื้อต่าง ๆ และเซลล์ประสาท

- เชลล์เม็ดเลือดแดง
 - เชลล์กล้ามเนื้อเรียบ เชลล์กล้ามเนื้อลาย เชลล์กล้ามเนื้อหัวใจ
 - เชลล์ประสาท

ให้สังเกตุรูปร่างของเซลล์ นิวเคลียส รูปร่างของนิวเคลียส เยื่อหุ้มเซลล์ โครงสร้างอื่น ๆ ภายในเซลล์ที่เห็นได้ในส่วนไขโพลาซึมของเซลล์ วัดภาพเซลล์ที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์ พร้อมกับแสดงรายละเอียดต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลลงในตาราง

ชื่อภาพ.....
กำลังขยาย.....ขนาด.....

ตารางบันทึกผลการศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

ชนิด ผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ นิวเคลียส เม็ดสี การไอลเวียน Vacuole
ตัวอย่าง ไซโทพลาซึม

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

คำถามหลังการศึกษา

1. จากตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ เชล์ชนิดใดเป็นเซลล์เพรคาเริโอตและเซลล์ชนิดใดเป็นยูคาเริโอต
ตอบ.....

2. การให้เลี้ยงไข่โพพลาซึมปรากรูให้เห็นจากตัวอย่างใดบ้าง
ตอบ.....

3. เชล์จากสิ่งมีชีวิตใดบ้างที่มีโครงสร้างสำหรับการเคลื่อนที่
ตอบ.....

4. เชล์จากตัวอย่างใดบ้างที่มีเม็ดสี และเม็ดสีของเซลล์จากสิ่งมีชีวิตมีสีและรูปร่างเหมือนกันหรือไม่
อย่างไร
ตอบ.....

5. เชลล์เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ตอบ.....

.....

.....

6. จงบอกความเหมือนและแตกต่างระหว่างเซลล์พิชและเซลล์สัตว์

ตอบ.....

.....

.....

7. จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตที่เป็นยุคโบราณ

ตอบ.....

.....

.....